



Au cœur de vos interventions d'urgence en soins intensifs

Défibrillateur/moniteur Efficia DFM100

PHILIPS

Fiabilité et facilité d'utilisation

Imaginez la situation suivante.

Vous répondez à l'appel d'urgence d'un patient se plaignant de douleurs thoraciques :

1. **Fonctionnement** : lorsque les tests automatiques ont réussi, un sablier clignote et vous informe que le défibrillateur/moniteur Efficia DFM100 est prêt à l'emploi. Des voyants situés sur le panneau avant indiquent quant à eux l'état de charge de la batterie.
2. **Intervention** : le défibrillateur/moniteur Efficia DFM100 est compact, léger et facile à transporter grâce à sa mallette de transport renforcée disponible en option. Vous pourrez ainsi rapidement intervenir auprès de vos patients.
3. **Défibrillation** : les commandes intuitives et les instructions vocales claires du mode DAE vous expliquent, étape par étape, comment positionner les palettes et pratiquer la défibrillation sur le patient, rendant ainsi l'appareil accessible aux réanimateurs les moins qualifiés. Les réanimateurs les plus qualifiés peuvent bénéficier du grand choix d'options thérapeutiques grâce au bouton SmartSelect, qui permet de naviguer rapidement dans les menus afin d'administrer un choc de défibrillation ou une stimulation cardiaque au patient.
4. **Surveillance** : des électrodes ergonomiques et un rangement efficace des câbles patient facilitent la surveillance de l'ECG, de la SpO₂, de la pression sanguine et de l'EtCO₂, pour une prise de décisions optimale sur le site d'intervention ou à l'hôpital et une surveillance continue lors de la phase de stabilisation ou du transport du patient.
5. **Compatibilité** : l'Efficia DFM100 est doté des mêmes ports que les moniteurs patient Philips pour les mesures cliniques. Ainsi, vous ne perdez pas de temps à brancher différents jeux de fils et câbles lorsque le patient arrive à l'hôpital. L'Efficia DFM100 recueille également jusqu'à 8 heures de données de surveillance continue et génère les tendances correspondantes, à des fins de documentation et d'analyse de l'incident.

En milieu pré-hospitalier ou hospitalier, l'Efficia DFM100 accompagne les réanimateurs à chaque étape de la prise en charge et leur permet d'être plus réactifs, d'administrer un choc de défibrillation (si nécessaire) et de suivre l'évolution de l'état du patient.



L'Efficia DFM100 est disponible en modèle hospitalier et pré-hospitalier, pouvant comprendre des options de surveillance et de thérapie. Cet appareil allie flexibilité et fiabilité.



Adaptation aux besoins des urgentistes

L'Efficia DFM100 a été conçu pour répondre aux besoins des réanimateurs les moins qualifiés aux plus qualifiés. L'Efficia DFM100 :

- est capable de délivrer un choc de défibrillation de 150 J (niveau d'énergie recommandé pour un adulte) en moins de 5 secondes grâce à la technologie éprouvée SMART Biphasic de Philips, également disponible sur notre gamme de défibrillateurs HeartStart.
- peut être utilisé pour réaliser une défibrillation, une surveillance, une cardioversion synchronisée ou une stimulation cardiaque sur des patients adultes et enfants/nourrissons. Il est équipé d'une seule paire de palettes pouvant être utilisée aussi bien sur les patients adultes que sur les enfants et nourrissons, ce qui simplifie le travail des réanimateurs.
- est doté d'un bouton de catégorie patient permettant aux cliniciens de passer rapidement d'une catégorie de patient à l'autre, générant ainsi la modification automatique des limites de paramètres. L'appareil analyse alors le rythme cardiaque et indique à l'utilisateur si un choc de défibrillation est nécessaire.
- comporte un mode DAE optionnel (dont un mode DAE pour nourrisson/enfant) utilisant l'algorithme d'analyse SMART de Philips pour guider les réanimateurs les moins qualifiés tout au long du processus de défibrillation grâce au fonctionnement simple et rapide en 3 étapes utilisé sur tous les DAE Philips.
- comprend des paramètres optionnels (SpO_2 , PNI, CO_2fe) destinés à la surveillance continue des paramètres vitaux du patient.
- est équipé, sur chaque palette, d'un indicateur de qualité du contact patient permettant d'évaluer immédiatement le positionnement et le contact des palettes afin de renforcer la confiance des réanimateurs.
- peut être livré dans une mallette renforcée adaptée aux services médicaux d'urgence ou au transport (norme IPX44). Elle comprend une coque de protection, des pochettes de rangement ainsi qu'un collier de stabilisation permettant de fixer le câble de thérapie et de réduire le bruit de l'ECG.

Le défibrillateur/moniteur Efficia DFM100 utilise les mêmes alarmes et algorithmes que les autres défibrillateurs Philips et moniteurs patient. Il offre les principales fonctionnalités dont vous avez besoin pour les urgences, la réanimation et la surveillance des patients.

En outre, l'Efficia DFM100 est évolutif et s'adapte aux différents niveaux de soin, environnements cliniques et pré-hospitaliers ainsi qu'aux niveaux de formation des utilisateurs.

Réduction du coût de possession

L'Efficia DFM100 vous permet d'assurer une prise en charge de vos patients à un prix abordable. L'indicateur d'état "prêt à l'emploi" Philips indique rapidement si les tests automatiques horaires ont réussi et si l'appareil est prêt à être utilisé, permettant à vos techniciens de réduire la fréquence des tests. De plus, les résultats des tests sont stockés, vous disposez donc d'une année entière de documentation sur les tests automatiques pour vos audits et archives internes. En plus de son prix avantageux, cet appareil est également évolutif. La gamme va du simple défibrillateur au défibrillateur/moniteur toutes options, comprenant le mode DAE, la surveillance et la stimulation. Si votre Efficia DFM100 comprend l'option de surveillance du CO₂fe, vous pouvez utiliser les mêmes modules sur vos différents appareils, ce qui vous permet de réaliser d'importantes économies. Le défibrillateur DFM100 est compatible avec notre nouvelle gamme de consommables de monitoring patient Philips Efficia afin de faciliter votre gestion des coûts de fonctionnement courants.

L'Efficia DFM100 vous aide également à gérer vos frais d'entretien et de formation. Afin de réduire le temps et le coût de formation de vos équipes, tous nos appareils Efficia DFM100 sont équipés de la même interface utilisateur, qu'ils soient à destination du milieu hospitalier ou des services médicaux d'urgence. Nos défibrillateurs de la gamme HeartStart comportent également une interface similaire. Grâce à sa garantie pluriannuelle*, vous réalisez des économies sur l'ensemble de vos frais d'entretien.

L'Efficia DFM100 est une solution économique qui s'adapte à vos changements d'environnement clinique, de besoin en ressources ou aux nouvelles consignes en matière de soins intensifs.

* Les conditions de garantie peuvent varier selon les pays ; pour en savoir plus sur les options de garantie disponibles dans votre pays, consultez votre ingénieur commercial Philips.

Une prise en charge efficace en toute situation

Afin d'assurer une prise en charge des patients sur les lieux d'intervention et ce, tout au long de la procédure thérapeutique, vous devez prendre des décisions rapides et éclairées. Votre équipement doit être facile à utiliser lors de la prise en charge et la surveillance du patient, que ce soit au sein de l'établissement hospitalier ou pendant le transport. Le défibrillateur/moniteur Efficia DFM100 est conçu pour répondre de manière fiable et efficace aux exigences du milieu hospitalier et pré-hospitalier. Équipé de la technologie Philips, le défibrillateur Efficia DFM100 offre des fonctionnalités clés ainsi qu'un ensemble de fonctions évolutives et un coût réduit vous permettant d'optimiser la prise en charge du patient, où qu'il se trouve.



Une solution complète

Le défibrillateur/moniteur Efficia DFM100 est conçu pour répondre à vos besoins en termes de fiabilité, de flexibilité et de prix. Il est facile d'entretien et d'utilisation, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos patients.



Faire évoluer la prise en charge, ensemble

Chez Philips, nous sommes résolument tournés vers l'avenir et notre objectif est d'optimiser les soins médicaux pour sauver plus de vies. Toutefois, nous ne pouvons pas remplir cet objectif seul. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec des cliniciens afin de développer des solutions adaptées aux environnements cliniques. Nos nouvelles solutions, telles que l'Efficia DFM100, ont donc pour objectif de répondre à vos besoins actuels et futurs.

L'Efficia DFM100 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié TÜV SÜD. Il est destiné au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec l'Efficia DFM100 sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Philips Medical Systems Nederland B.V. se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenu pour responsable de toute conséquence résultant de l'utilisation de cette publication.

Philips Healthcare
P.O. Box 10 000
5680 DA Best
Pays-Bas

Imprimé aux Pays-Bas
4522 991 02542 * MAR 2015